

유세포분석용 PE 토끼 항-인간 Cd282/TLr2 단일클론 항체 - O60603

품목 번호: CM0008074



소개

유세포분석(FC)용 인간 TLR2/CD282를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 교차 반응성이 검증되었으며, 선천성 면역 및 전염병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD282/TLR2 mAb
비고/별칭	TIL4; CD282
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	7097
GeneID	7097
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 TLR2 (NP_003255.2)의 아미노산 290-390 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O60603
단백질 분자량	90kDa
배송(Shipping)	아이스백