


Pe Rabbit Anti-Human Cd30 단일클론항체 For Fc - P28908

품목 번호: CM0009266



소개

PE가 결합된 인간 CD30에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)용으로 설계되었습니다. 인간 시료에서 CD30을 검출합니다. CD30은 세포 성장 조절 및 NF-kappa-B 신호 전달에 관여하는 수용체입니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	설명
제품명	PE Rabbit anti-Human CD30 mAb
비고/별칭	CD30; Ki-1; DIS166E
종	인간
GeneID (Human)	943
GeneID	943
면역원	재조합 단백질; 인간 CD30 (NP_001234.3)의 아미노산 19-379 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28908
단백질 분자량	14kDa/50kDa/63kDa
배송	아이스백