


Pe 토끼 항-인간 CD300 A 항-C Mab For Fc - Q9Ugn4 / Q08708

품목 번호: CM0012054



소개

인간 CD300a/c (IRC1/IRC2, CLM-8)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용입니다. 인간 교차 반응성이 검증되었습니다. 면역표현형 분석 및 면역 세포의 기능 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD300 a 항-c mAb
비고/별칭	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
종	인간
GeneID (인간)	11314/10871
GeneID	11314/10871
면역원	인간 CD300a (NP_009192.2)의 아미노산 18-178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UGN4/Q08708
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩