

Pe Rabbit Anti-Human Cd301/Clec10A 단일클론항체, 유세포 분석용 - Q8Iun9

품목 번호: CM0011591



소개

인간 CD301/CLEC10A(C형 렉틴 수용체)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석에 사용됩니다.

인간 샘플에서 검증되어 골수계 세포 검출 및 면역 프로파일링이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD301/CLEC10A mAb
비고/별칭	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10462
면역원	인간 CD301/CLEC10A (NP_878910.1)의 아미노산 61-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼(Rabbit)
범주	단일클론 항체
응용	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8IUN9
단백질 분자량	28kDa/32kDa/35kDa
배송	아이스백