

Fc용 Pe 토끼 항-인간 CD303/Bdca-2 단일클론 항체 - Q8Wtt0

품목 번호: CM0011006



소개

유세포 분석법으로 검증된, 인간 CD303/BDCA-2(CLEC4C)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 이 항체는 항원 포획 및 인터페론 조절에 관여하는 형질세포양 수지상세포의 C형 렉틴 수용체를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD303/BDCA-2 mAb
비고/별칭	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
종	인간
GeneID (인간)	170482
GeneID	170482
면역원	재조합 단백질 인간 CD303/BDCA-2(NP_569708.1)의 아미노산 45-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WTT0
단백질 중량	21kDa/25kDa
배송	아이스팩