

Pe Rabbit Anti-Human Cd33 단일클론항체 (유세포분석용) - P20138

품목 번호: CM0009428



소개

인간 CD33 (Siglec-3)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체로 유세포분석용입니다. 인간 단핵구 및 골수계 세포와 반응합니다. 면역학 및 면역종양학 연구에 이상적입니다. - P20138

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD33 mAb
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
종	인간
GeneID (Human)	945
GeneID	945
면역원	인간 CD33 (NP_001763.3)의 아미노산 18-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용	유세포분석(FC)
교차반응성	인간
SWISS	P20138
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백