

Fc용 Pe 토끼 항-인간 CD335/Nkp46 단일클론 항체 - O76036

품목 번호: CM0010251



소개

인간 CD335/NKP46(자연 세포독성 유발 수용체 1)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, NK 세포 표현형 분석, 활성화 연구 및 종양 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD335/NKp46 mAb
비고/별칭	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
종	인간
유전자 ID (인간)	9437
유전자 ID	9437
면역원	재조합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O76036
단백질 중량	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
배송	아이스팩