

Pe Rabbit Anti-Human Cd336/Nk-P44 Mab For Fc - O95944

품목 번호: CM0009208



소개

PE로 표지된 인간 CD336/NK-p44를 표적하는 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 이 NK 세포 활성화 수용체의 세포외 도메인을 인식하며, 종양 면역학 연구에 유용합니다. 예상 분자량: 31 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD336/NK-p44 mAb
비고/별칭	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1
종	인간
GeneID (인간)	9436
GeneID	9436
면역원	재조합 단백질 인간 CD336/NK-p44 (NP_004819.2)의 아미노산 22-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O95944
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백