

Pe Rabbit Anti-Human Cd34 단일클론항체 - 유세포 분석용 - P28906

품목 번호: CM0008111

소개

유세포 분석용 PE Rabbit anti-Human CD34 단일클론항체. 조혈 전구 세포 표지자인 인간 CD34를 줄기세포 및 내피세포에서 검출합니다. FC 적용에 적합합니다. SWISS: P28906.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD34 mAb
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1
종	인간
GeneID	947 (인간)
면역원	인간 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 170-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28906
단백질 분자량	35kDa/41kDa
배송	아이스백