


Fc용 Pe 토끼 항-인간 Cd352/Slamf6 단일클론 항체 - Q96Du3

품목 번호: CM0011073



소개

인간 CD352/SLAMF6에 특이적인 PE 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 면역세포 연구에서 유세포분석 응용을 위해 설계되었습니다. 다른 종과의 교차 반응성은 보고되지 않았습니다. 24-37 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD352/SLAMF6 단일클론 항체
비고/별칭	KALI, NTBA, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
종	인간
유전자 ID (인간)	114836
유전자 ID	114836
면역원	인간 CD352/SLAMF6의 아미노산 24-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001171643.1)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q96DU3
단백질 분자량	24kDa/37kDa
배송	아이스팩