

Fc용 Pe 토끼 항-인간 Cd353/Slamf8 단일클론 항체 - Q9P0V8

품목 번호: CM0011119

소개

인간 CD353/SLAMF8을 표적으로 하는 PE 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석을 통해 검증되었습니다. B세포 계통 연구 및 B세포 수용체 신호전달 연구에 적합합니다. B림프구 활성화 및 BCR 신호전달 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD353/SLAMF8 mAb
비고/별칭	BLAME; CD353; SBBI42
종	인간
GeneID (인간)	56833
GeneID	56833
면역원	인간 CD353/SLAMF8(NP_064510.1)의 아미노산 23-123에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9P0V8
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백