

Pe Rabbit Anti-Human Cd361 단일클론항체, Fc용 - P34910

품목 번호: CM0009415

소개

PE로 표지된, 인간 CD361(EVI2B, EVDB)을 표적하는 토끼 단일클론항체로 유세포분석용입니다. 인간 샘플과 교차반응하며, 과립구 분화 및 조혈모세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE Rabbit anti-Human CD361 mAb
비고/별칭	EVDB; CD361; D17S376
종	인간
유전자 ID (인간)	2124
면역원	인간 CD361 (NP_006486.3)의 아미노산 22-199을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P34910
단백질 무게	49kDa
배송	아이스백