


유세포 분석용 Pe 토끼 항인간 CD38 단클론 항체 - P28907

품목 번호: CM0008369



소개

유세포 분석법을 위해 개발된 인간 CD38에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 칼슘 신호 전달 및 면역 조절에 관여하는 다기능 효소이자 수용체인 인간 CD38을 특이적으로 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD38 단클론 항체
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	952
유전자 ID	952
면역원	인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P28907
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스백