

유세포분석용 PE 토끼 항-인간 Cd39/Entpd1 단일클론 항체 - P49961

품목 번호: CM0008911

소개

인간 CD39/ENTPD1(CD39, NTPDase1)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석(FC)으로 검증되었습니다. 엑토뉴클레오티다제 기능, 면역 조절 및 혈소판 응집 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD39/ENTPD1 mAb
비고/별칭	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
종	인간
GeneID (인간)	953
GeneID	953
면역원	인간 CD39/ENTPD1의 아미노산 255-442에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질(NP_001767.3)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P49961
단백질 분자량	34kDa/42kDa/46kDa/57kDa/58kDa/59kDa
배송	아이스팩