

Pe 토끼 항인간 Cd4 단클론 항체 (Fc용) - P01730

품목 번호: CM0009094



소개

인간 CD4(T4/Leu-3)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석 검증이 완료되었습니다. 면역 세포 프로파일링, 보조 T세포 연구 및 HIV 연구에 필수적입니다. 스위스프로트: P01730.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD4 단클론 항체
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
반응 종	인간
GeneID (인간)	920
GeneID	920
면역원	인간 CD4(NP_000607.1)의 아미노산 26-207에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송 조건	아이스팩