


유세포 분석(Fc)용 Pe 토끼 항-인간 Cd40 단일클론항체 - P25942

품목 번호: CM0004731



소개

유세포 분석을 위한 인간 CD40(TNFRSF5/Bp50/CDW40) 표적 PE 접합 토끼 단일클론항체입니다. B세포 및 암종 연구용으로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD40 단일클론항체
비고/별칭	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
종	인간
유전자 ID (인간)	958
유전자 ID	958
면역원	인간 CD40(NP_001241.1)의 아미노산 21-193에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P25942
단백질 무게	31kDa
배송	아이스팩