


유세포분석용 Pe 토끼 항-인간 CD42B 단일클론 항체 - P07359

품목 번호: CM0010136



소개

유세포분석용 인간 CD42b(GP1BA)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 혈소판 생물학 및 지혈 연구에 적합합니다. 인간 CD42b를 인식하며, 단백질 분자량은 71 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD42b mAb
비고/별칭	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; 혈소판 당단백질 Ib 알파 사슬
종	인간
GeneID(인간)	2811
면역원	재조합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P07359
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩