

Pe 토끼 항인간 CD42D/Gpv 단클론항체 (유세포분석용) - P40197

품목 번호: CM0008463

소개

인간 CD42d/GPV를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론항체 (P40197)로, 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 혈소판 부착과 지혈을 매개하는 GPIb-V-IX 복합체의 일부입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PE 토끼 항인간 CD42d/GPV 단클론항체                                               |
| 비고/별칭      | GPV; CD42d                                                              |
| 반응 종       | 인간                                                                      |
| 유전자ID (인간) | 2814                                                                    |
| 유전자ID      | 2814                                                                    |
| 면역원        | 제조합 단백질 (인간 CD42d (NP_004479.1)의 아미노산 17-477에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질) |
| 기원         | 토끼                                                                      |
| 카테고리       | 단클론항체                                                                   |
| 적용 분야      | FC (유세포분석)                                                              |
| 교차 반응성     | 인간                                                                      |
| SWISS      | P40197                                                                  |
| 단백질 분자량    | 61 kDa                                                                  |
| 배송 조건      | 아이스 팩                                                                   |