

Pe 토끼 항-인간 CD43 단일클론 항체 (Fc용) - P16150

품목 번호: CM0005033

소개

유세포분석(FC)용으로 검증된 PE 접합 토끼 항-인간 CD43 단일클론 항체입니다. T세포 활성화 및 이동에 관여하는 주요 백혈구 표면 시알로단백질인 인간 류코시알린(Leukosialin)을 인식합니다. 면역학 및 림프구 분석 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD43 mAb
비고/별칭	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6693
GeneID	6693
면역원	인간 CD43 (NP_003114.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P16150
단백질 분자량	40 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)