


Pe 토끼 항인간 CD44 단클론 항체 (Fc용) - P16070

품목 번호: CM0010630



소개

인간 CD44에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 인간 CD44 항원을 인식하며, 면역학 및 암 연구에서 세포 접착, 이동 및 림프구 귀향 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD44 mAb
비고/별칭	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CD44 항원
종	인간
유전자 ID (인간)	960
유전자 ID	960
면역원	인간 CD44 (NP_000601.3)의 아미노산 20-178번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P16070
단백질 분자량	82kDa
배송 방식	아이스 팩