

## Fc용 Pe 토끼 항-인간 CD44V6 단일클론 항체 - P16070

품목 번호: CM0012028



### 소개

유세포 분석을 위해 인간 CD44V6를 표적으로 하는 PE 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 접착, 림프구 귀소 및 종양 진행에 관여하는 히알루론산 수용체인 CD44 항원을 검출합니다. 면역학 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE 토끼 항-인간 CD44V6 mAb                                                                                            |
| 비고/별칭       | IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1 |
| 종           | 인간                                                                                                               |
| GeneID (인간) | 960                                                                                                              |
| GeneID      | 960                                                                                                              |
| 면역원         | 인간 CD44V6(P16070)의 아미노산 223-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                                                        |
| 항체 생산 숙주    | 토끼                                                                                                               |
| 분류          | 단일클론 항체                                                                                                          |
| 적용 분야       | FC                                                                                                               |
| 교차 반응성      | 인간                                                                                                               |
| SWISS       | P16070                                                                                                           |
| 단백질 분자량     | 82kDa                                                                                                            |
| 배송          | 아이스팩                                                                                                             |