

유세포 측정용 PE 토끼 항인간 CD48 단클론 항체 - P09326

품목 번호: CM0010296



소개

GPI가 고정된 면역 조절인자인 인간 CD48에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 맞게 설계되었습니다. 림프구 활성화, NK 세포 세포독성 및 면역 시냅스 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD48 mAb
비고/별칭	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
종	인간
유전자 ID	962
면역원	인간 CD48 (NP_001769.2)의 아미노산 27-220번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09326
단백질 분자량	19kDa/28kDa
배송 방식	아이스 팩