


Pe 토끼 항-인간 Cd5 Mab For Fc - P06127

품목 번호: CM0004995



소개

유세포분석용 PE 토끼 항-인간 CD5 단일클론 항체. 인간 CD5(T1/Leu-1)를 인식하며, 이는 T 세포 및 B1a 세포에 있는 림프구 특이 수용체입니다. 면역표현형 분석 및 면역 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD5 mAb
비고/별칭	CD5; LEU1; T1; CD5 분자
종	인간(Human)
GeneID (인간)	921
GeneID	921
면역원	인간 CD5 (NP_055022.2)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P06127
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 백(Ice bag)