


유세포 분석용 Pe 토끼 항-인간 CD52 단일클론 항체 - P31358

품목 번호: CM0012305



소개

유세포 분석용 인간 CD52(CAMPATH-1, HE5)에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 림프구와 부고환 세포에 존재하는 GPI 앵커 결합 당단백질(~7 kDa)인 인간 CD52에 특이적입니다. 면역학 및 생식생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	PE 토끼 항-인간 CD52 mAb
비고/별칭	HE5; CDW52; EDDM5
종	인간
GeneID(인간)	1043
GeneID	1043
면역원	인간 CD52(NP_001794.2)의 아미노산 1-61 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P31358
단백질 중량	7kDa
배송	아이스팩