


Pe Rabbit Anti-Human Cd55 단일클론항체 (유세포분석용) - P08174

품목 번호: CM0005328



소개

PE로 표지된, 인간 CD55 (DAF, CR)에 대한 토끼 단일클론항체로 유세포분석에 사용됩니다. 보체 조절자이자 바이러스 수용체인 인간 CD55을 인식합니다. 인간 샘플에 적합합니다. UniProt P08174.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD55 mAb
비고/별칭	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
종	인간
유전자 ID (인간)	1604
유전자 ID	1604
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P08174
단백질 분자량	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
배송	아이스백