

Fc용 Pe 토끼 항-인간 Cd56/Ncam1 단일클론 항체 - P13591

품목 번호: CM0009791



소개

유세포분석 응용을 위해 인간 CD56/NCAM1 단백질을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다.

신경세포 접착, 면역세포 프로파일링 및 숙주-바이러스 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD56/NCAM1 mAb
비고/별칭	CD56; NCAM; MSK39
종	인간
유전자 ID	4684
면역원	인간 CD56/NCAM1의 아미노산 20-413(NP_851996.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P13591
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스팩