

유세포 분석용 Pe 토끼 항-인간 CD6 단일클론 항체 - P30203

품목 번호: CM0010448



소개

유세포 분석용 인간 CD6에 대한 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 면역원: 재조합 인간 CD6(aa 18-364). 인간 T 세포, NK 세포, B-1 세포와 반응합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD6 mAb
비고/별칭	CD6; TP120; CD6 분자
종	인간
GeneID (인간)	923
GeneID	923
면역원	인간 CD6(NP_006716.3)의 아미노산 18-364에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P30203
단백질 분자량	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
배송	얼음팩