

## Pe 토끼 항-인간 CD61 단일클론 항체(유세포 분석용) - P05106

품목 번호: CM0008620



### 소개

유세포 분석용 PE 토끼 항-인간 CD61 단일클론 항체. 혈소판 응집과 지혈에 관여하는 인테그린 베타-3(GPIIIa)를 표적으로 합니다. 혈전증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PE 토끼 항-인간 CD61 단일클론 항체                                     |
| 비고/별칭      | GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24       |
| 종          | 인간                                                          |
| GeneID(인간) | 3690                                                        |
| GeneID     | 3690                                                        |
| 면역원        | 인간 CD61의 아미노산 21~718에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000203.2) |
| 숙주         | 토끼                                                          |
| 분류         | 단일클론 항체                                                     |
| 적용 분야      | 유세포 분석                                                      |
| 교차 반응성     | 인간                                                          |
| SWISS      | P05106                                                      |
| 단백질 분자량    | 86kDa/87kDa                                                 |
| 배송         | 아이스팩                                                        |