

## 유세포 분석용 PE 토끼 항인간 CD62E/E-셀렉틴 단클론항체 - P16581

품목 번호: CM0012771



### 소개

인간 CD62E/E-셀렉틴을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론항체로, 유세포 분석에 사용됩니다. 면역접착 및 염증 연구에서 검증되었으며 인간 시료와 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | PE 토끼 항인간 CD62E/E-셀렉틴 단클론항체                                             |
| 비고/별칭      | ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; 셀렉틴-E                                 |
| 반응 종       | 인간                                                                      |
| 유전자ID (인간) | 6401                                                                    |
| 유전자ID      | 6401                                                                    |
| 면역원        | 재조합 단백질, 인간 CD62E/E-셀렉틴 (NP_000441.2)의 아미노산 22-230번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원         | 토끼                                                                      |
| 카테고리       | 단클론항체                                                                   |
| 적용 분야      | FC (유세포 분석)                                                             |
| 교차 반응성     | 인간                                                                      |
| SWISS      | P16581                                                                  |
| 단백질 분자량    | 66kDa                                                                   |
| 배송 방식      | 아이스백                                                                    |