

## 유세포 분석용 Pe 토끼 항인간 CD62L/L-셀렉틴 단클론 항체 - P14151

품목 번호: CM0008864



### 소개

인간 CD62L/L-셀렉틴(SELL)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)에서 검증되었습니다. 백혈구 접착 및 귀소에 관여하는 42kDa/43kDa 단백질을 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE 토끼 항인간 CD62L/L-셀렉틴 단클론 항체                                          |
| 비고/별칭       | SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-셀렉틴 |
| 종           | 인간                                                                    |
| 유전자 ID (인간) | 6402                                                                  |
| 유전자 ID      | 6402                                                                  |
| 면역원         | 인간 CD62L/L-셀렉틴(NP_000646.3)의 아미노산 39-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질    |
| 기원          | 토끼                                                                    |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                                |
| 적용 분야       | 유세포 분석(FC)                                                            |
| 교차 반응성      | 인간                                                                    |
| SWISS       | P14151                                                                |
| 단백질 분자량     | 42kDa/43kDa                                                           |
| 배송 방식       | 아이스백                                                                  |