

Pe 토끼 항인간 CD62P/P-셀렉틴 단클론 항체 (Fc용) - P16109

품목 번호: CM0010706



소개

본 PE 접합 토끼 단클론 항체는 염증에 관여하는 백혈구 접착 수용체인 인간 CD62P(P-셀렉틴)를 표적으로 합니다. 유세포 분석법(FC)에서 검증되었으며 인간과 교차 반응성이 확인되었습니다. 면역학 및 염증 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD62P/P-셀렉틴 단클론 항체
비고/별칭	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
반응 종	인간
유전자ID	6403
면역원	재조합 단백질 인간 CD62P/P-셀렉틴(NP_002996.2)의 아미노산 42-771에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P16109
단백질 분자량	91kDa
배송 방식	아이스백