


Pe 토끼 항-인간 Cd63 단일클론 항체 For Fc - P08962

품목 번호: CM0004456



소개

인간 CD63 (LAMP-3, ME491)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석법(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 세포 부착, 인테그린 신호 전달, 흑색종 및 테트라스파닌 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE 토끼 항-인간 CD63 mAb
비고/별칭	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
종 (Species)	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	967
유전자 ID	967
항원 (Immunogen)	재조합 단백질 (인간 CD63의 아미노산 1-238에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질, NP_001771.1)
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석법, Flow Cytometry)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P08962
단백질 분자량	26kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)