

Pe Rabbit Anti-Human Cd66A/Ceacam1 단일클론항체 (Fc용) - P13688

품목 번호: CM0011413



소개

인간 CD66a/CEACAM1을 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석법에 대해 검증됨. 세포 접착, 면역 체크포인트 조절, 종양 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
비고/별칭	CEACAM1; BGP; BGPI; BGPI; 암태아성 항원 관련 세포 접착 분자 1
종	인간
GeneID (인간)	634
GeneID	634
면역원	인간 CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2)의 아미노산 35-428에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석법)
교차 반응성	인간
SWISS	P13688
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백