

유세포분석용 Pe 토끼 항-인간 Cd7 단일클론 항체 - P09564

품목 번호: CM0010572

소개

인간 CD7 (GP40, TP41)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었으며, T세포 및 NK세포 마커를 검출합니다. 면역표현형 분석 및 백혈병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD7 mAb
비고/별칭	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	924
GeneID	924
면역원 (Immunogen)	인간 CD7 (NP_006128.1)의 아미노산 26-180에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P09564
단백질 분자량	25kDa
배송 (Shipping)	아이스팩 (Ice bag)