

유세포 분석용 Pe 토끼 항인간 CD72 단클론 항체 - P21854

품목 번호: CM0009547

소개

유세포 분석(FC)에서 검증된 고품질 PE 접합 토끼 항인간 CD72 단클론 항체입니다. B세포 서집합의 면역표현형 분석 및 BCR 신호 전달 연구에 이상적입니다. 인간 CD72에 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD72 단클론 항체
비고/별칭	CD72; CD72b; LYB2; CD72 분자
반응 종	인간
유전자ID	971 (인간)
면역원	인간 CD72 아미노산 117-359번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_001773.1)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P21854
배송 방식	아이스백