

Fc용 Pe 토끼 항-인간 Cd79B/Igβ 단일클론 항체 - P40259

품목 번호: CM0011291



소개

인간 CD79b/Igβ에 특이적인 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석을 위해 PE가 접합되어 있습니다. 인간 B세포에서 B세포 항원 수용체 복합체 관련 단백질 베타 사슬을 검출합니다. Swiss-Prot P40259.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD79b/Igβ mAb
비고/별칭	CD79B; AGM6; B29; IGB; CD79b 분자
종	인간
GeneID (인간)	974
면역원	재조합 단백질(인간 CD79b/Igβ의 아미노산 29~159에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000617.1))
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P40259
단백질 분자량	14kDa/26kDa
배송	아이스팩