


Fc용 Pe 토끼 항-인간 CD8 Polymab® 단일클론 항체 - P01732 / P10966

품목 번호: CM0010076



소개

유세포분석(FC)용 PE 결합 토끼 항-인간 CD8 PolymAb® 단일클론 항체입니다. 인간 교차반응성을 가지며 CD8 알파 및 베타 사슬(UniProt: P01732, P10966)을 검출합니다. 분자량: 26 kDa/24 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD8 PolymAb®
비고/별칭	CD8; p32; Leu2; IMD116; CD8alpha; LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta.
종	인간
GeneID	925/926
면역원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01732/P10966
단백질 분자량	26 kDa/24 kDa
배송	아이스팩