


## 유세포 분석용 PE 토끼 항인간 CD81 단클론 항체 - P60033

품목 번호: CM0004457



### 소개

인간 CD81을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 면역 세포에서 CD81을 검출하며 분자량은 26kDa입니다. 연구 및 진단 검사 개발을 위한 이상적인 IVD 원자재입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                           |
|-------------|-----------------------------|
| 제품명         | PE 토끼 항인간 CD81 mAb          |
| 비고/별칭       | S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28 |
| 반응 종        | 인간                          |
| 유전자 ID (인간) | 975                         |
| 면역원         | 재조합 단백질                     |
| 기원          | 토끼                          |
| 카테고리        | 단클론 항체                      |
| 적용 분야       | FC(유세포 분석)                  |
| 교차 반응성      | 인간                          |
| SWISS       | P60033                      |
| 단백질 분자량     | 26kDa                       |
| 운송 조건       | 아이스 팩                       |