

Pe 토끼 항-인간 Cd82 단일클론 항체 (Fc용) - P27701

품목 번호: CM0009088



소개

인간 CD82 (KAI1/TSPAN27), 테트라스파닌 전이 억제 인자를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 림프구 세포의 면역표현형 분석 및 암 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD82 mAb
비고/별칭	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
종 (Species)	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	3732
유전자 ID	3732
면역원 (Immunogen)	인간 CD82 (NP_002222.1)의 아미노산 1-267에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human)
SWISS	P27701
단백질 분자량	27kDa/30kDa
배송 (Shipping)	아이스 백 (Ice bag)