

Pe Rabbit Anti-Human Cd85D/E/I/J 단일클론항체 (유세포 분석용) - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

품목 번호: CM0011645



소개

인간 CD85d/e/i/j (LILRB2, LILRA3, LILRB1, LILRB4)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 인간 샘플과 교차 반응합니다. 면역 관용 및 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD85d/e/i/j mAb
비고/별칭	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
종	인간
GeneID (인간)	10288/11026/11024/10859
GeneID	10288/11026/11024/10859
면역원	인간 CD85d (NP_001074447.2)의 아미노산 22-461에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백