

Pe 토끼 항인간 CD85I/J 단클론 항체 (Fc용) - O75019 / Q8Nh16

품목 번호: CM0009808

소개

유세포 분석용으로 인간 CD85i/j(LILRA1, LIR6)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 반응성이 검증되었으며, 재조합 단백질을 면역원으로 사용하고 분자량은 약 53kDa입니다. 면역학 연구 및 면역 프로파일링에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD85i/j mAb
비고/별칭	LIR6; CD85I; LIR-6
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	11024/10859
유전자 ID	11024/10859
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	O75019/Q8NHL6
단백질 분자량	53kDa
배송 방식	아이스백