


유세포측정용 Pe 토끼 항인간 Cd85j/Ilt2 (Lilrb1) 단클론 항체 - Q8Nhl6

품목 번호: CM0005003



소개

억제성 MHC 클래스 I 수용체인 인간 CD85j/ILT2 (LILRB1)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포측정에서 검증되었으며 면역 세포 프로파일링 및 자연살해세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD85j/ILT2 mAb
비고/별칭	LILRB1; CD85j; ILT-2; ILT2; LIR-1; LIR1; MIR-7; MIR7; PIR-B; PIRB; 백혈구 면역글로불린 유사 수용체 B1
종	인간
유전자 ID	10859
면역원	인간 CD85j/ILT2 (NP_006660.4)의 아미노산 24-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NHL6
단백질 분자량	49kDa/70kDa/71kDa
배송	아이스 팩