


Fc용 Pe 토끼 항-인간 Cd87/Plaur 단클론 항체 - Q03405

품목 번호: CM0010830



소개

인간 CD87/PLAUR을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. CD87/PLAUR은 GPI로 고정된 수용체로, uPA를 모집하고 세포외기질 분해 및 세포 접착을 매개합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD87/PLAUR mAb
비고/별칭	PLAUR; CD87; U-PAR; UPAR; URKR; 플라스미노겐 활성화인자, 우로키나제 수용체
종	인간
유전자 ID (인간)	5329
유전자 ID	5329
면역원	인간 CD87/PLAUR의 아미노산 23-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002650.1)
공급원	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q03405
단백질 분자량	37kDa/31kDa/32kDa/36kDa
배송	아이스팩