

유세포 분석용 Pe 토끼 항-인간 CD8B 단일클론 항체 - P10966

품목 번호: CM0007946

소개

인간 CD8b(SWISS P10966)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었습니다. T세포 활성화와 흉선 선택에 필수적인 MHC class I의 공동수용체인 CD8 베타 사슬을 검출합니다. T세포 면역표현형 분석 및 진단 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD8b mAb
비고/별칭	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
종	인간
GeneID(인간)	926
GeneID	926
면역원	제조항 단백질; 인간 CD8b의 아미노산 22-170에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질(NP_004922.1)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P10966
단백질 분자량	24kDa
배송	얼음팩