


유세포 분석용 PE Rabbit Anti-Human Cd9 단일클론 항체 - P21926

품목 번호: CM0009271



소개

PE로 표지된, 인간 CD9(테트라스파닌-29)를 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증됨. CD9는 세포 부착, 혈소판 활성화 및 엑소솜 생물학을 조절합니다. 조혈세포 및 상피세포의 면역표현형 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD9 mAb
비고/별칭	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
종	인간
GeneID (Human)	928
GeneID	928
면역원	재조합 단백질 인간 CD9 (NP_001760.1)의 아미노산 1-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P21926
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백