

Pe 토끼 항-인간 CD90/Thy1 Mab - P04216

품목 번호: CM0010091

소개

유세포 분석용 PE 접합 토끼 항-인간 CD90/Thy1 단일클론 항체. 인간 CD90(Thy-1 막 당단백질, UniProt P04216)를 표적하며, 이는 세포 간 상호작용 및 시냅스 형성과 관련된 GPI 앵커형 세포 표면 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CD90/Thy1 mAb
비고/별칭	CD90; CDw90
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7070
GeneID	7070
면역원	제조합 단백질 인간 CD90/Thy1 (NP_006279.2)의 아미노산 20-130에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P04216
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)