

Pe Rabbit Anti-Human Cd94 Mab For Fc - Q13241

품목 번호: CM0010642



소개

PE로 표지된, 인간 CD94 (KLRD1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 인간 샘플에서 면역 감시, 종양 면역, 바이러스 회피 기전에 관여하는 NK 세포 수용체의 검출을 가능하게 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human CD94 mAb
비고/별칭	CD94
종	인간
GeneID (Human)	3824
GeneID	3824
면역원	인간 CD94의 아미노산 32-179 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질. (NP_002253.2)
원료	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q13241
단백질 분자량	17kDa/20kDa
배송	아이스백