

Pe 토끼 항인간 CD96/Tactile 단클론항체, 유세포분석용 - P40200

품목 번호: CM0009284



소개

인간 CD96/TACTILE 단백질에 특이적인 PE 접합 토끼 단클론항체입니다. 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. T세포 및 NK세포 부착분자인 CD96을 검출하며, 면역세포 표현형 분석 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항인간 CD96/TACTILE 단클론항체
비고/별칭	TACTILE
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	10225
유전자 ID	10225
면역원	인간 CD96/TACTILE (NP_937839.1)의 아미노산 25-519번 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P40200
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스 팩