


Fc(세포 내)용 Pe 토끼 항-인간 Cdkn2A/P16Ink4A 단일클론 항체 - P42771 / Q8N726

품목 번호: CM0009952



소개

세포 내 유세포분석을 위해 인간 CDKN2A/p16INK4a를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 주요 종양 억제인자이자 세포 주기 억제인자를 검출하여 암 연구 및 진단 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-인간 CDKN2A/p16INK4a mAb
비고/별칭	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A
종	인간
GeneID(인간)	1029
GeneID	1029
면역원	인간 CDKN2A/p16INK4a의 아미노산 1~156번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질(NP_000068.1)
생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P42771 / Q8N726
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스팩