

Pe Rabbit Anti-Human Complement C3 단일클론 항체 For Fc - P01024

품목 번호: CM0012346



소개

PE로 표지된, 유세포 분석(FC)용 인간 Complement C3에 대한 토끼 단일클론 항체. C3 전구체 및 절단 생성물 C3a/C3b를 검출; 옵소닌 및 아나필라톡신; 187 kDa. SWISS: P01024.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Human Complement C3 mAb
비고/별칭	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
종	인간
GeneID	718
면역원	인간 Complement C3 (NP_000055.2)의 아미노산 1498-1663에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P01024
단백질 분자량	187kDa
배송	아이스백